



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Snur de retractie Best Cord impregnat

**Pret:**

**85,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Fir de retractie de poliester – poliamida, impregnat cu clorura de aluminiu

Are efect constrictiv, hemostatic si nu coloreaza tesutul dentar.

Nou! Noua dimensiune 000.0!

### Avantaje:

- Efecte vasoconstrictoare si hemostatice
- Nu decoloreaza dintele

### Indicatii:

- Pentru prevenirea sangerarilor usoare si a retractiei gingivale in cazurile de preparare a puntilor si coroanelor
- Pentru protectie gingivala in timpul extractilor - firul nu se agata in freza



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Pentru amputarea pulpei vitale
- In toate procedurilor de restaurare pentru controlul lichidelor corporale in interiorul cavitatii orale

### **Prezentare:**

- Best Cord Nano - 1 x 254cm