

Endomotor Canal Pro



Pret:

5.245,37 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Design suplu și ergonomic pentru acces mai bun în zonele greu accesibile

Ecran LCD mare, ușor de utilizat

Memorie pentru până la 5 programe

Mod automat de inversare

Cele 6 poziții ale capului permit reglarea acestui capcontraunghi în poziția dvs. preferată

Funcționează continuu aproximativ 80 de minute la sarcina nominală

Durată de încărcare rapidă, de aproximativ 90 minute – încărcătorul fără contact previne încărcarea necorespunzătoare ca urmare a deteriorării bornei metalice

Funcție de economisire a energiei: dispozitivul se oprește dacă nu este utilizat timp de 10 minute

Capul contraunghi poate fi sterilizat cu aburi la 135° C

Viteza de rotație (rpm): 140 ~ 550

Torque (N·cm): 0,3 ~ 3,0