



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Ionoseal seringa 2 ml

Pret:

280,10 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Ciment compozit glassionomer pentru căptușirea cavităților.

Indicații

- Material de căptușire ce se poate folosi sub toate materialele de obturație
- Sigilarea fisurilor extinse
- Restaurarea leziunilor minore

Avantaje

- Material mono-component gata de utilizare
 - Economie de timp prin fotopolimerizarea materialului în câteva secunde
 - Aplicare rapidă și igienică



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Rezistență la compresiune ridicată (226 MPa)
- Degajare de fluor pentru prevenirea cariilor secundare
- Biocompatibilitate ridicată
- Radio-opacitate

Ionoseal în noile seringi NDT®

- NDT® reprezintă tehnologia inovatoare fără pierderi de material
- Special concepută pentru materialele fluide fine
- Materialul poate fi aplicat și dozat cu precizie
- Fără pierderi de material

Prezentare

- seringă 2 ml