

Amaris flow seringa

Pret:

225,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Compozit fluid fotopolimerizabil pentru restaurări estetice deosebite

Avantaje

- Aderă ideal la produsul Amaris®
- Ușor de modelat în zona incizală
- Ușor de umezit
- Datorită vârfului aplicator se poate realiza aplicarea în cantități mici

Prezentare

1 x seringă 1,8g în următoarele nuanțe

- **Nuanțe speciale**
REF 1945 Amaris® Flow High translucenț, HT
REF 1946 Amaris® Flow High opacă, HO



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
