

## Pivoti Exacto Translucid refill



Pret:

**159,00 lei TVA inclusa**

**Descriere produs:**

**PIVOTI INTRARADICULARI CONICI DIN FIRBRA DE STICLA TRANSPARENTI**

### INDICATII

- restaurare corono-radiculara

### AVANTAJE

- fibra de sticla speciala: estetica ridicata si transmite mare a luminii
- procent mare al fibrelor: excelente proprietati mecanice
- radioopacitate ridicata: permite vizualizarea radiografica
- elasticitate similara cu cea a dentinei: risc scazut de fracturi ale radacinei

- freze standard: se potrivesc perfect pe canal datorita calibrarii exacte a pivotilor in functie de frezele din set; strat foarte subtire de ciment
- stopere din silicon: identificarea marimi pivotului si a locului de unde trebuie taiat
- utilizare directa (prefabricate): timp economisit si costuri reduse
- fibre longitudinale: indepartare usoara
- adaptabilitate pe marimi

## **PREZENTARE**

- Ref. 9157 Exacto Translucid rezerva
- 5 pivoti, marimi 1-3