



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Pungi sterilizare rola 75 mm cu integrator Cls 5



Pret:

74,80 lei TVA inclusa

Descriere produs:

PRODUCATORUL GARANTEAZA PRIN FISA DE CONFORMITATE ATASATA CA PRODUSELE STERILIZATE IN PUNGI ISI PASTREAZA VALABILITATEA TIMP DE 2 ANI DE LA DATA STERILIZARII.

Pungi de sterilizare tip rola pentru autoclav.

Ofera o solutie de sterilizare sigura si eficienta, putand fi utilizate atat in cazul proceselor de sterilizare cu abur, cat si in cazul sterilizarii cu oxid de etilena.

Asigura protejarea eficienta a instrumentarului chirurgical impotriva contaminarii cu germeni si/sau substante chimice din momentul sterilizarii si pana utilizarea lor.

Realizate pe o parte din hartie medicala (cu grosimea de 70g/m²) si o parte reprezentata de folia transparenta multistrat CPP + PET. Sigilarea se realizeaza cu ajutorul unui dispozitiv de lipire la cald.

Contin integrator Clasa 5.

Permit sterilizarea optima a fiecarui tip de instrument.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Solutia pentru o sterilizare sigura si eficienta.

Cerneala non-toxica

Dimensiuni: 75 mm latime x 200 m lungime cu Integrator cls 5 inclus in margine

Mod de prezentare:

1 x rola 75 mm latime x 200 m lungime