



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Pungi sterilizare rola 100mm cu integrator Cls 5



**Pret:**

**85,00 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Pungi de sterilizare tip rola pentru autoclav.

Ofera o solutie de sterilizare sigura si eficienta, putand fi utilizate atat in cazul proceselor de sterilizare cu abur, cat si in cazul sterilizarii cu oxid de etilena.

Asigura protejarea eficienta a instrumentarului chirurgical impotriva contaminarii cu germeni si/sau substante chimice din momentul sterilizarii si pana utilizarea lor.

Realizate pe o parte din hartie medicala (cu grosimea de 70g/m<sup>2</sup>) si o parte reprezentata de folia transparenta multistrat CPP + PET. Sigilarea se realizeaza cu ajutorul unui dispozitiv de lipire la cald.

Contin integrator Clasa 5.

Permit sterilizarea optima a fiecarui tip de instrument.

Solutia pentru o sterilizare sigura si eficienta.

Cerneala non-toxica



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Dimensiuni: 100 mm latime x 200 m lungime cu integrator cls 5 inclus pe marginea rolei

Mod de prezentare:

1 x rola 100 mm latime x 200 m lungime