



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Pungi sterilizare autosigilante 75mm x 260mm cu integrator Cls 5

**Pret:**

**46,76 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Pungile de sterilizare auto-sigare oferă o soluție de sterilizare sigură și eficientă, putând fi utilizate atât în cazul proceselor de sterilizare cu abur, cât și în cazul sterilizării cu oxid de etilenă.

Cu integrator clasa 5

Asigură protejarea eficientă a instrumentarului chirurgical împotriva contaminării cu germeni și/sau substanțe chimice din momentul sterilizării și până la utilizarea lor.

Pungile de sterilizare autosigilante sunt realizate dintr-o parte de hârtie medicală (cu grosimea de 70g/m) și o parte reprezentată de folia transparentă multistrat CPP + PET.

Indicatorii procesului de sterilizare – atât pentru sterilizarea cu abur cât și pentru cea cu oxid de etilenă - pe bază de apă, non-toxici, în conformitate cu ISO 11140-1, sunt aplicați pe suprafața hârtiei și permit diferențierea pachetelor sterilizate de cele ce nu au fost încă supuse procesului de sterilizare. Aceștia își schimbă culoarea în urma procesului de sterilizare, indicând astfel finalizarea procedurii

Permit sterilizarea optimă a fiecărui tip de instrument.

Soluția pentru o sterilizare sigură și eficientă.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Cerneal? non-toxic?

Dimensiuni: 75mm x 260mm

**Mod de prezentare**

Set 200 bucati