

Scaun ergonomic Dynamic Stamskin



Pret:

5.683,33 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Scaune ergonomice BQE pentru operatori medicali

Scaunele Back Quality Ergonomics sunt proiectate sa faciliteze o pozitie corecta de lucru pe scaun pentru a preveni posibilele afectiuni musculoscheletale ale spatelui, gatului, umerilor sau mainilor.

Este cunoscut faptul ca, pentru a avea o maniera sanatoasa de a munci, este recomandata o alternare a pozitiei active de lucru cu cea pasiva. Va asumati o pozitie activa cand stati pe marginea scaunului si va inclinati in fata mentinandu-va lordoza naturala a coloanei folosindu-va muschii spatelui. Aceasta pozitie este corecta din punct de vedere medical, dar nu poate fi mentinuta pentru mult timp. O pozitie pasiva este mai putin obositoare, dar adesea ea este obtinuta cu pretul pierderii curvaturii corecte a coloanei vertebrale in zona lombara.

Alternarea regulata intre pozitia activa si cea pasiva reduce presiunea in discurile vertebrale si minimizeaza iritarea sau intinderea ligamentelor sensibile cu conditia ca scaunul sa sustina o alternare corecta intre cele doua pozitii, adica sa aiba un mecanism bun de reglare a inclinarii sezutului, un bun suport lombar si o forma a sezutului care sa faciliteze o pozitie mai inalta de lucru, permitand un unghi mai mare intre sold si genunchi.

Toate scaunele BQE sunt ajustabile in inaltime si au un suport lombar reglabil atat in inaltime, cat si in profunzime (intensitate).

Toate scaunele BQE pot avea diferite tipuri de brate ajustabile, inclusiv brate rotative proiectate special pentru activitati medicale sau de laborator (endodontie, lucru la microscop, etc).

Dynamic™ (automat)

Dynamic™ are un mecanism patentat de tip “foarfeca”.

Dynamic™ conecteaza in mod natural cele doua tipuri de pozitie cu ajutorul unui mecanism automat de inclinare a sezutului care actioneaza in sincronicitate cu suportul lombar.

Cand lucrati in pozitia active scaunul are o inclinare pozitiva de 3 grade. Astfel este mai usor pentru utilizator sa adopte o pozitie corecta, cu un unghi al soldului mai mare de 110 grade.

Cand centrul de greutate se muta in spate, cel mai adesea din cauza oboseii, sau din cauza adoptarii unei pozitii incorecte, scaunul se inclina inapoi 6 grade, permitand utilizatorului asumarea unei pozitii pasive mai relaxante. In acelasi timp suportul lombar vine in fata, corectand curbura lombara a coloanei pe toata durata sederii in pozitia pasiva. Astfel, in ambele pozitii presiunea intradiscală ramane mica. Scaunul se ajusteaza in functie de greutatea si inaltimea utilizatorului si, o data ajustat, nu mai este necesara reajustarea mecanismelor.

Dynamic™ este unul dintre cele mai avansate scaune ergonomice din Europa. Capacitatea sa de a preveni afectiunile lombare fiind demonstrate atat prin teste clinice, cat si prin folosirea lui de zeci de mii de stomatologi in intreaga lume.

Prezentare

- Scaun Dynamic automat
- baza neagra
- cilindru negru
- culoare neagra in stoc

- alte culori la comanda (aprox. 2-3 zile) (consultati mostrarul)



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
