

Adeziv Single Bond Universal 5 ml



Pret:

498,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Demineralizare totală, demineralizare selectivă, autogravare.

Demineralizare totală, Demineralizare selectivă, Autogravare - indiferent de tehnica aleasă, Single Bond Universal este singurul adeziv de care un cabinet are nevoie. Este ușor de aplicat pentru restaurările directe cât și pentru cele indirecte.

Aderă la toate suprafețele inclusiv smalț, dentină, ceramică, zirconiu, compozit, aliaje nobile și nenobile – fără a fi necesară aplicarea unui primer.

Indicații pentru restaurările directe:

- Restaurarea tuturor tipurilor de cavități cu materiale fotopolimerizabile din clasa compozite și compomeri;
- Desensibilizarea suprafețelor radiculare;
- Sigilarea dentinei înainte de restaurările cu amalgam;
- Strat protector (lac, varnish) pentru materialele de restaurare de tip ionomeri de sticlă;

- Reparații ale restaurărilor din compozit și compomer;
- Sistem adeziv pentru aplicarea materialelor de sigilare.

Indicații pentru restaurările indirecte:

- Primer pentru restaurări din zirconiu, aluminiu, metal sau ceramică sticloasă;
- Pentru fixarea adezivă a fațetelor cu cimentul RelyX™ Veneer;
- Repararea intra-orală a restaurărilor indirecte existente;
- Sigilarea suprafețelor dentinare ale bonturilor dentare, înainte de aplicarea lucrărilor provizorii.

Descoperiți soluția Sistemului Adeziv Universal

Beneficii

- Un singur pas, un singur strat de aplicat, într-o perioadă de 35 secunde.

Mod de prezentare:

- Flacon cu capac rabatabil, ușor de desfăcut cu o singură mână și design unic al duzei pentru dozare controlată
- 5 ml

- Gamă variată de indicații
- Nu necesită refrigerare; poate fi depozitat la temperatura camerei pentru 2 ani
- Îmbunătățit, ușor de aplicat

Ghid video de folosire: