



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Canal Detector

Pret:

55,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Cerneala albastra din produs se infiltreaza in orificiile canalelor radiculare si le coloreaza in albastru, astfel fiind mai usor identificarea lor si evidentierea fisurilor.

Substanta activa:

- albastru de metilen 2%

Folosirea CANAL DETECTOR

- indepartati dentina acolo unde va asteptati sa se afle canalele radiculare
- picurati 1-3 picaturi de substanta in cavitate si asteptati 5-10 secunde
- clatiti si uscati cavitatea
- punctele colorate intens in albastru indica canalele radiculare



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Dupa folosire retrageti pistonul seringii pentru a evita scurgerea produsului, indepartati aplicatorul si inchideti seringa prin capacul alb.

Prezentare

- seringă 2 ml
- aplicatoare