



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Lupa endodontica SLE (clasic)

Pret:

1.220,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Lupe endodontice binoculare cu suport ochelari clasici cu rama de titan.

Caracteristici

Lentile cu stratificare multipla de calitate maxima produc imagini clare si detaliate.

Lupele folosesc oculare cu un diametru al campului vizual (fov - field of view) foarte mare.

Profunzimea campului este foarte mare si obiectul poate fi vizualizat stereoscopic, cu perceptia distantei reale.

Unghiul lupelor poate fi ajustat intre 0 - 40 de grade cu usurinta, astfel oboseala este minimizata dupa folosirea timp indelungat.

Deplasare a lupelor in plan vertical de 6 mm sus-jos.

Distanta interpupilara poate fi ajustata in mod individual, ceea ce face ochelarii ajustabili pentru toate tipologiile de figura.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Se adapteaza sursei de lumina zumax.

Design inteligent, potrivit pentru diagnoza in deplasare.

Greutate fara ochelari: 71g

Review Dr. Bogdan Moldoveanu