

Lupa endodontica TTL



Pret:

2.659,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Lupe endodontice TTL (Thought-the-lens), cu vizualizare directa, suport ochelari sport.

Caracteristici

- magnificare 2,5 X sau 3,0 X
- rezolutie foarte inalta
- optica de precizie
- personalizare pe distanta interpupilara a utilizatorului si pe distanta de lucru dorita
- cea mai mare luminozitate si cel mai mare diametru al campului de lucru
- ultra-usor, doar 57 de grame (inclusiv rama)

Avantaje

- Toate lentilele sunt multi-stratificate si anti-reflexive, si deasemenea sistemul optic este calibrat cu precizie maxima
- Rama este importata din Italia, si va ofera cel mai bun comfort in utilizare
- Rama pentru nas este fabricata din silicon foarte moale
- Toate lupele includ o cutie protectiva din material ABS, un servet de curatare din microfibra, un

cordon pentru gat si o surubelnita

Specificatii

Magnificare

Distanta de lucru

Field of View (diametrul zonei de lucru)

2,5 X

340 mm

60 mm

2,5 X

420 mm

70 mm

2,5 X

460 mm

80 mm

2,5 X

500 mm

95 mm

Magnificare

Distanta de lucru

Field of View (diametrul zonei de lucru)

3 X

340 mm

40 mm

3 X

420 mm

46 mm

3 X

460 mm

50 mm

3 X

500 mm

54 mm

Se pot aduce la comanda modele pentru orice distanta interpupilara, lansati comanda si va contactam. Acest tip de lupe sunt facute la comanda si se potrivesc perfect fizionomiei dvs. Timp de livrare : aprx. 2-3 saptamani.

Review Dr. Bogdan Moldoveanu