



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Scanner intraoral HELIOS 600



Pret:

46.999,99 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Noul scanner HELIOS

Fără calibrare!

Precizie 20 µm!

Un singur cablu: USB

600 își propune să revoluționeze industria prin următoarele caracteristici :

- Viteză și precizie superioare.

- Scannerul Helios 600 este unul dintre cele mai rapide și eficiente de pe piață.
- Helios 600 vine cu o îmbunătățire a calibrării, nemaifiind necesară calibrarea manuală, acesta este



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

construit cu o calibrare și adaptabilitate automată.

- Nivelul de acuratețe este la cel mai înalt nivel. Deviația medie a unei scanări de arcadă completă in-vivo este de aproximativ 20μm.
- Scanare totală în mai puțin de 30 de secunde.
- Dimensiunile sale reduse sunt potrivite pentru a fi utilizat într-un mod cât mai ușor, iar câmpul vizual de acțiune este de 16mm x 14mm. Greutatea sa este de doar 198g, ceea ce îl face să fie unul dintre cele mai ușoare scannere utilizate. Cu un design ergonomic, acesta este ușor de utilizat.

- **Mai inteligent :**

Tehnologia AI oferă utilizatorilor o experiență de scanare lină și generează rezultate ale tratamentelor cu un aspect natural. Acest lucru se datorează tehnologiei care filtrează țesuturi moi și cele care sunt în mișcare.

- **Scanner intraoral și cameră :**

- 2 butoane start/stop poziționate pe ambele părți pentru o scanare mai ușoară;
- Lumină LED, fără pulbere și sistem anti-aburire;
- Port USB pentru a transfera fișiere;
- Vârful scannerului este detașabil și vine cu 2 opțiuni de dimensiuni : 16mmx44m sau 12mmx12mm;
- Attitude sensor;
- Buton pentru schimbarea analizei de mandibulă, maxilă și ocluzie.

- **Conectivitate și scanare :**

- Memento inteligent;
- Update automat al sistemului;
- Sistem cloud de salvare;
- Vizualizare 3D online;
- Sistem vocal.

- **Date tehnice :**

Recenzie independentă a scannerului intraoral Eighteenth Helios 600 de la iDD- Institute of Digital Dentistry
Pe scurt: Scanner rapid și plăcut de folosit, ideal pentru începători Ergonomie foarte bună Preț aprox. 10.000 USD + Taxe Fără taxe anuale de orice fel Stocare si transfer prin cloud direct din program între medic și laborator, 20 GB spațiu inclus (disponibil spațiu suplimentar pentru o taxă mică, 45 USD pentru 20 GB pentru o perioadă de 5 ani) 4 capete de scanare incluse, fiecare rezistand la aprox. 60 de autoclavari. Pret foarte mic pentru capetele de schimb. Conexiune simplă USB 3.0, cablul USB fiind singurul cablu între



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

scanner si computer. Fără calibrare! Export format deschis .stl și format care include informații de culoare .ply Plan complet pentru actualizarea funcțiilor software

Review Institute of Dental Dentistry:

<https://instituteofdigitaldentistry.com/ios-reviews/helios-600-intraoral-scanner-review>

Review Video Digital Dental Academy: