

Aspirator portabil pentru saliva

LINGCHEN



Pret:

875,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Noul aspirator portabil pentru saliva este un dispozitiv realizat cu un sistem de lubrifiere fara ulei. Acesta este conceput special pentru pacientii care au fost supusi anumitor interventii medicale, pacienti care se afla in coma sau pentru cei care sunt bolnavi. Acesta aspira fluide precum sange sau puroi.

Datorita dimensiunii si greutatii sale reduse, aspiratorul portabil este potrivit pentru asistenta medicala la domiciliu. Totodata, se poate folosi in salile de urgente, salile bloc operatorii sau camerele de spital.

DESTINAT UTILIZARII OCAZIONARE PENTRU ASPIRATIA SALIVARA

Caracteristici:

- Nivel redus de zgomot;
- Sistem de reglare a presiunii negative (suctiune);
- Design nou a containerului de lichide si a masuratorului de presiune negativa;
- Carcasa din plastic;

- Sistem de lubrifiere fara ulei.

Specificații tehnice:

- Limita presiunii negative: ≥ 0.075 MPa;
- Nivel de reglare a presiunii negative: 0.02 MPa - limita de presiune negativa;
- Capacitate de aspiratie: ≥ 18 L/min;
- Nivel de zgomot: ≤ 60 dB (A) FOARTE REDUS;
- Container stocare lichide: 1000ml;
- Alimentare: AC220V/110V 50Hz/60Hz;
- Greutate: 2.5kg;
- Dimensiuni: 335x240x150mm;
- Tub de siguranta: F1.6AL 250V/ $\varnothing 5 \times 20$.

Condiții optime de utilizare:

- Temperatura optima: 5 ~ 40°C;
- Umiditate: $\leq 80\%$;
- Presiune atmosferica: 86 ~ 106 KPa.

Accesorii incluse:

- 2 filtre de aer;
- 2 tuburi de siguranta;
- 1 tub de aspiratie, lungime 1.3m;



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- 1 manual de utilizare.