

Aspirator electric de saliva



Pret:

1.565,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Aspiratorul electric pentru saliva este proiectat sa confere siguranta, incredere si fiabilitate. Oferă o performanta superioara in aspiratia diferitelor lichide provenit din urma procedurilor medicale. Acesta se poate utiliza atat in blocurile operatorii, cabinete stomatologice, dar si in clinici sau azile.

Caracteristici:

Pompa aparatului fara lubrifiere nu emite abur, prevenind contaminarea bacteriana;

Utilizare usoara a comutatorului manual si a celui de picior;

Se poate regla nivelul de aspiratie;

Valva pentru evitarea supraplinului;

Carcasa din plastic

Aparatul este potrivit pentru aspiratia salivara, utilizare intermitenta (la nevoie, nu pentru uz curent si continuu!)

Specificatii:

Dimensiuni: 350x305x800mm³ LC003

Greutate: 21Kg LC003

Nivel de zgomot: ≤65db(A) REDUS;

Nivel de ajustabil de aspiratie: 20kPa~Max;

Capacitate de aspiratie : ≥20L/min;

Container stocare lichide (sticla) : 2500ml/sticla. Contine 2 sticle= 5000ml;

Putere de intrare: 150VA +15%;

Alimentare: AC220V±10% 50Hz 2.0amps.

Conditii optime de utilizare:

Temperatura de lucru: -40 grade Celsius + 70 grade Celsius;

Umiditate: 10% - 100%;

Presiune atmosferica: 50kPa - 106kPa.

Accesorii:

1 Tub de aspiratie, lungime 1.3m;

2 filtre de aer;

2 filtre de aspiratie;

1 comutator cu pedala;

1 cablu de alimentare.