



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Oferta dotare completa cabinet cu autoclav!



**Pret:**

**56.400,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Oferta completa dotare start-up cabinet!

Oferta include toate materialele, instrumentarul, echipamentele conform normativului impus de CMDR.

### Echipamente

- Set complet piese de mana: turbina, micromotor, contraunghi!
- Compresor cu debit suficient (50 litri butelie / 200 litri pe minut debit)
- Autoclav Clasa B 17 litri SEA
- Sigilator de pungi SEAL 120
- Distilator de apa DRINK
- Aparat de detartraj
- Lampa fotopolimerizare cu led built-in
- Sistem de camera intraorala integrat + monitor 17 inch + brat monitor
- Negatoscop integrat
- Boiler pentru apa calda la pahar pacient



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Ace Reamers 6buc/cutie 4 cutii Ace Hedstroem 6buc/cutie 4 cutii Ace Lentullo 4buc/cutie 4 cutii Ace Miller 10buc/cutie 2 cutii Ace tire-nerfs 6buc/cutie 4 cutii Ace Kerr 6buc/cutie 4 cutii Freze Beutherlock 6buc/cutie 2 cutii Maner bisturiu: 1 buc Lame Bisturiu: 10 buc Clesti pentru extractie (superior si inferior) 22 buc Cleste crampon: 1 buc Chiureta dreapta: 1 buc Chiureta curba: 1 buc Elevatoare: 6 buc Forfecuta mucoasa: 2 buc Oglinzi dentare (maner+oglanda): 10 buc Sonde dentare: 10 buc Pense dentare: 10 buc Spatule bucale: 10 buc Spatula ciment: 10 buc Excavatoare: 2 buc Pensa Pean mare: 1 buc Pensa Pean mica: 1 buc Spirtiera: 1 buc Linguri de amprenta plastic: 12 buc Matrici Ivory: 2 buc Port matrice Ivory: 1 buc Matrice circulara banda: 1 buc Port matrice circulara: 1 buc Mandrine piesa dreapta si contraunghi: 2 buc Seringa Uniject (cu aspiratie) : 1 buc Instrument detartraj: 3 buc Freze extradure turbina: 25 buc Freze diamantate turbina: 25 buc Freze extradure contraunghi: 25 buc Cutit pentru ceara: 1 buc Bol cauciuc + spatula: 1 buc Aspiratoare: 2 punge Gume lustruit: 10 buc Kerr Life: 1 cutie Citodur: 1 cutie Brilliant (trusa compozit dual de la Coltene): 1 cutie Kavitan cem: 1 cutie Kavitan plus: 1 cutie Dezinfectant imersie instrumentar Micro10+ 1 cutie Dezinfectant suprafete Unisepta Plus 1 cutie Eugenol: 1 cutie Oxid de zinc: 1 cutie Iodoform: 1 cutie Ace atraumatice: 2 cutie Kit Speedex: 1 kit Periute detartraj: 10 buc Manusi consultatie: 1 cutie Masti drepte: 1 cutie Banda autoclav 1 rola Ochelari protectie: 1 buc Ochelari protectie lampa: 1 buc

Unit dentar Runyes Care 33

## **Panou principal de lucru (brat medic)**

### **Cu bratele pe sus**

Panou digital de comanda cu functiile scaunului

- 1 x seringa aer/apa/spray
- 1 iesire pentru **turbina cu lumina Runyes**
- 1 iesire pentru turbina midwest



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- 1 iesire pentru **aparat detartraj cu 5 anse**
- 1 iesire pentru turbina midwest
- 1 x masa de lucru cu rezistenta la sarcina 5 Kg
- sistem pentru incalzirea apei la pahar cu reglarea temperaturii intre 35-45 grade C
- sistem autonom cu alimentare cu apa pentru racirea instrumentelor
- panou de comanda digital pentru miscarea scaunului si programare
- negatoscop incorporat retractabil avand sursa de iluminare cu led
- robineti de reglaj al fluxului pe fiecare locatie

### **Pedala de control**

- multifunctionala pentru miscarea scaunului si actionarea instrumentelor
- echipata cu chip blow
- posibilitatea de spray pe turbina



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

### **Panou secundar de lucru (brat asistenta)**

- 1 x scuiptoare de lux ceramica
- scuiptoare rotativa
- panou de comanda digital pentru miscarea scaunului+actionare apa/pahar
- 1 x seringa aer/apa/spray
- 1 x **sistem de aspiratie chirurgicala pe canula mare**
- 1 x **sistem de aspiratie pneumatic VENTURI incorporat pe canula mica**
- **lampa fotopolimerizare cu led Runyes**
- **Sistem complet CAMERA INTRAORALA compus din brat de prindere, monitor 19" si camera intraorala**

### **Scaun pacient model DCI cu tapiterie piele naturala ( model import USA)**

tapiterie moale din piele naturala

- fotoliu electro-mecanic prevazut cu manere ergonomice stinga -dreapta
- bordura de protectie din silicon rezistent la socuri



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- fotoliu dotat cu functie de oprire automata la socuri
- fotoliu dotat cu doua manere de sprijin pentru pacient stanga si dreapta
- tetiera multiarticulata
- touch panel cu functii pentru miscarea scaunului
- box de conexiuni integrat in scaun
- sistem de filtre si apa
- software pentru 3 pozitii memorie
- Incalzitor de apa pentru pacient cu posibilitatea de reglare a temperaturii

### **Lampa de lucru LED model DCI (lampa scialitica model import USA)**

- 30000 lux fara umbre
- Culoarea temperaturii 5000K
- cu lumina rece
- oglinda fatetata cu sticla neutra cu distanta de focalizare 80 cm



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

### **Scaunul medicului**

- hidraulic, ajustabil pe verticala
- spatar ergonomic reglabil