

Cuva dezinfectie instrumente 2L

Pret:

620,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Cuvele de instrumente Ecolab sunt potrivite pentru reprocesarea manuală în siguranță a instrumentelor medicale. Cuvele și inserțiile sunt realizate din materiale potrivite pentru a fi reprocesate la 60 de grade Celsius.

Pentru reprocesarea capacelor, utilizați dezinfectarea manuală sau curățarea cu un instrument adecvat sau dezinfectant de suprafață.

Specificații :

- Indicator al nivelului de umplere pentru dozarea potrivită;
- Capac transparent
- Ideal pentru dezinfectarea instrumentelor din cabinetele medicale;
- Materiale :
 - cuvă : polipropilenă;
 - inserție sită : PVC;
 - capac : PVC transparent.
- Volum : 2L
- Dimensiuni exterioare : 325x176x100mm
- Dimensiuni interioare : 280x128mm
- Culoare : alb



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare :

1x cuvă dezinfecție instrumente 2L

1x capac transparent