

Ciment rasinic dual autoadeziv SoloCem

Pret:

569,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Ciment rasinic dual autoadeziv, seringa automixanta gata de utilizare. Indicat in cimentarea permanenta a coroanelor lucrarilor din ceramica, metal sau compozit: coroane, punti, inlay, onlay, toate tipurile de pivoti endodontici, impanturi (zirconiu si titan).

Avantaje

- cu agent antibacterian oxid de zinc
- manipulare usoara, va scuteste timp
- factor de contractie redus
- factor de adeziune mare

Prezentare: 1 × 5ml SoloCem Dentin