



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Ciment policarboxilat provizoriu Ultra Temp

Pret:

265,38 lei TVA inclusa



Descriere produs:

- Material hidrofil policarboxilat pasta-pasta pentru cimentarea si obturatie provizorie (restaurari, coroane, punti si inlay-uri).
- Asigura o iritare minima a pulpei si o sigilare maxima.
- Este hidrosolubila pana la intarire pentru curatare usoara.
- Fara eugenol.
- Livrat in seringa duala pentru amestecare si aplicare usoara.
- Capabilitati optime de sigilare odata polimerizat.
- Recomandat pentru cimentarea provizorie a lucrarilor timp de 2-4 saptamani.

Prezentare

- seringa 5ml
- 20 canule amestecare