



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Compozit flow Twinky Star Flow

Pret:

212,60 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Material pentru restaurare, colorat (albastru sau roz), de tip compomer, fotopolimerizabil cu efect stralucitor.

Indicatii

- Pentru restaurari pedodontice ale dintilor de lapte

Avantaje

- Opt culori atragatoare cu efect de stralucire
- Aplicare simpla si rapida din capsule
- Capacitate excelenta de lustruire
- Bazat pe tehnologia compomer VOCO verificata
- Ghid de nuante din material original
- Parintii isi pot motiva mai usor copiii sa mearga la dentist
- Copiii isi depasesc anxietatea
- Instrumente disponibile pentru marketing catre grupuri tinta



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare

- Twinky Star Flow seringa (1 x 2g)