



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Affinis System 360 MonoBody Refill Kit

Pret:

766,15 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Silicon de aditie pentru amprentarea intr-un singur timp, foarte fidel, indicat in amprentarea pentru implanturi, fara efecte secundare sau disconfort pentru pacient.

Affinis MonoBody nu afecteaza tesuturile si are un gust neutru, fara efecte secundare sau disconfort al pacientului. Dupa un timp scurt de priza de 3.30 minute, amprenta luata cu Affinis poate fi inlaturata fara reziduuri sau deformari.

Amprenta este dezinfectabila fara modificari dimensionale. Fidelitatea elastica mare de 99,75% si modificarea dimensionala de doar 0,2% sunt caracteristici esentiale ale restaurarilor perfecte.

Prezentare

- Refill pachet baza 2 x 300 ml
- Refill pachet catalizator 2 x 62 ml