



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Relyx Universal Refill 3.4g

Pret:

619,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

RelyX Universal - ciment universal pe baza de rasina, cu polimerizare duala.

Indicatii:

- Pentru toate cimentarile adezive si autoadezive cu ciment pe baza de rasina.
- Fatete, fatete ocluzale, inlay-uri/onlay-uri, coroane si punti, pivoti endodontici, punti Maryland, punti inlay-uri/onlay-
- Pentru toate materialele, inclusiv ceramica de sticla, zirconiu, metal si materiale pe baza de rasina.

Avantaje:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Impreuna cu 3M Scotchbond Universal Plus acopera toate indicatiile adezive si auto-adezive,
- Estetica superioara cu ajutorul celor 4 nuante fluorescente: Translucent, A1, A3 Opaque si White Opaque,
- Radio-opacitate imbunatatita considerabil, comparativ cu RelyX Ultimate.

Caracteristici:

- Grosime pelicula (μm): 21.
- Profunzime polimerizare (mm): 2.9.
- Rezistenta flexurala (MPa): 100.
- Expandare dupa 1 luna (%): 0.7.
- Rezistenta la comprimare (MPa): 312.
- Absorbție apa ($\mu\text{g}/\text{mm}^3$): 29.
- Solubilitate ($\mu\text{g}/\text{mm}^3$): -0.1.

Prezentare:

Seringa 3.4g, diferite nuanțe.