



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Masuta motorizata pentru cabinet

**Pret:**

**1.493,50 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Masuta motorizata este usor de miscat si de manevrat, dispune de un mecanism sigur de blocare a rotilor, poate sustine o incarcatura grea, dispune de elevare lina si fluenta, opereaza fara zgomot si dispune de un interval larg de inaltimi setabile. Este folosita la scara parga pentru a sustine toate tipurile de instrumente in clinici, cabinete stomatologice si laboratoare.

### Avantaje

- ajustare motorizata a inaltimii pentru usurarea manevrabilitatii
- dispune de priza integrata pentru alimentarea aparaturii
- ridicare a masutei prin apasarea unui singur buton

### Specificatii

- dimensiuni: 510mm(L)X450mm(W)
- dimensiunile masutei: 600mm (L) X400mm (W)
- interval de ridicare: 506mm - 876mm
- masa maxima admisibila pe masuta: 100kg



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- alimentare: 110/220V - 60/50Hz
- masa neta: 22kg
- masa bruta: 25kg
- dimensiunile ambalajului: 690mmX580X305mm