




Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Aparat de detartraj Woodpecker UDS-L LED

Pret:

1.479,99 lei TVA inclusa



Descriere produs:

1. Urmărirea automată a frecvenței asigură faptul că aparatul funcționează întotdeauna la cea mai potrivită frecvență și lucrează la parametri siguri și constanți.
2. Piesa de mână este detașabilă și poate fi autoclavată la temperatura de 135 de grade C și presiuni de 0,22 MPa
3. Operare ușoară, controlată digital și astfel mai eficientă

Caracteristici

- Aparat detartraj CU LUMINA LED
- Funcții: detartraj, endo
- 2 moduri de alimentare cu apă: direct de la unit sau din butelie independentă
- piesa de mână cu interior din titan detașabil și autoclavabil
- control digital
- reglarea intensității frecvenței și a puterii în timpul lucrului



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Caracteristici tehnice

- putere de iesire: 3-20 W
- frecventa de operare: 28 KHz +/- 3 Khz
- presiune apa: 0,1-5 bari
- masa unitate: 0,73 Kg
- dimensiuni: 190mm×125mm×60mm

Prezentare pachet:

- aparatul detartraj
- piesa de mana
- pedala
- 1 butelie pt apa
- 5 anse incluse
- 1 varf endo
- 4 ace endo NITI
- cheie dinamometrica pt anse
- cheie pt acele NITI
- accesorii