

Cart scanner intraoral Aoralscan 3



Pret:

3.450,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Aoralscan 3 Cart - cart pentru scannerul intraoral.

Avantaje

- Fluxul de lucru digital in cabinetul stomatologic devine mai eficient;
- Design ergonomic si modern;
- Permite utilizarea scannerului intraoral Aoralscan 3 intr-o gama larga de scenarii de lucru.

Nota

- Laptopul si scannerul din fotografie nu sunt incluse. Acestea se achizitioneaza separat.*



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Prezentare:

Aoralscan 3 Cart - 1x bucata, culoare Alb