

## Aparat de detartraj Woodpecker UDS-E LED



**Pret:**

**1.690,00 lei TVA inclusa**

**Descriere produs:**

**Aparat de detartraj cu iluminare LED.**

- 1. Cu functie de alimentare automata cu apa, operare usoara.**
- 2. Tubulatura interioara de apa este fabricata din material antiseptic. Se pot folosi lichide pentru tratamente clinice, cum ar fi peroxid de hidrogen, clorhexidina sau hipoclorit de sodiu in modul de alimentare independenta de apa astfel incat rezultatele perio si endo sunt imbunatatite dramatic.**
- 3. Piesa de mana este detasabila si poate fi autoclavata la temperatura de 135 de grade C si presiunea de 0,22 MPa**
- 4. Urmarirea parametrilor frecventei asigura faptul ca aparatul functioneaza intotdeauna la cea mai potrivita frecventa si operarea este stabila si continua.**
- 5. Control digital, operare facila si mult mai eficienta**

## **Caracteristici**

- Functii: detartraj, endo, perio
- Iluminare LED
- 2 moduri de alimentare cu apa: direct de la unit sau din butelie independenta
- Irigare cu solutii speciale pentru imbunatatirea performantei tratamentelor endodontice si parodontologice
- control digital
- piesa de mana cu interior din titan detasabila si autoclavabila
- reglarea intensitatii frecventei si a puterii in timpul lucrului
- 

## **Caracteristici tehnice**

- putere de iesire: 3-20 W
- frecventa de operare: 28 KHz +/- 3 KHz
- presiune apa: 0,1-5 bari
- masa unitate: 1.35Kg
- dimensiuni: 234mm×193mm×109mm

## **Prezentare pachet:**

- aparatul detartraj
- piesa de mana
- pedala
- 2 butelii pentru apa, solutii
- 7 anse incluse
- 1 varf endo
- 4 ace endo NITI
- cheie dinamometrica pt anse
- cheie pt acele NITI
- accesorii