



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Compozit Es Flow Spident

Pret:

45,01 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Compozit fluid de tip rășinic, fotopolimerizabil.

Indicații de utilizare :

- Restaurări în clasa III-IV;
- Ca bază în cavități clasa I-II.

Caracteristici :

- Radioopac;
- Elasticitate similară cu cea a dentinei;
- Contractie mică la polimerizare.

Prezentare :

- 1 seringă x 2g (Culoare A1, A2, A3, A3.5) + 20 aplicatoare