



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Compozit foto Charisma Diamond

Pret:

207,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Descriere

Compozit nanohibrid cu particule submicronice. Durabilitate extrem de ridicata cu o contractie minima ce asigura suprafete foarte netede, elasticitate inalta si duritate optima (rezistenta la fortele masticatorii = inalta rezistenta la fracturare). Usor de manipulat, nelipicios. Datorita efectului cameleonice se pot obtine rezultate foarte bune prin folosirea unei singure nuante in interventii simple, sau prin tehnica multi-strat in cazul cavitatilor profunde. Prin alinierea indicilor refractanti, marginile restaurarilor devin practic nedetectabile. Datorita umpluturii cu particule ultrafine stralucirea de dupa finisare este comparabila cu cea a smaltului natural. Prezinta proprietati superioare in adaptarea culorii. Seringi de nou tip, ergonomice, cu fereastră de recunoastere facila a nuantei. Se adapteaza structurii de culoare a dintelui pentru rezultate naturale. Tehnica de stratificare genereaza un avantaj estetic deosebit. Disponibil in 21 nuante.

Instructiuni de folosire :

- Inchidere marginala superioara;
- Restaurari anterioare si posterioare in cavitati de clasele: I, II, III, IV, V;
- Eroziuni cervicale, fatetari directe, corectii de culoare si de forma, tratarea defectelor de structura,



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

reconstituirea dintilor, cu pierderi de substanta dupa traumatisme, restaurarea dintilor deciduali;

- Inchiderea diastemelor.

Prezentare

- Seringa 4 g