

FUJI II LC LICHID



Pret:

316,50 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Fuji II LC - Ionomer de sticlă fotopolimerizabil pentru restaurare.

Avantaje ale utilizării :

- Particule mici care permit realizarea unei estetici excelente și a unei finisări remarcabile;
- Densitate granulată ridicată pentru rezistență, semnificativ sporită la abraziune;
- Radioopacitate bună ce facilitează diagnosticul postoperator;
- Autoadeziv și hidrofil

Mod de prezentare :

Flacon 8g/ 6.8ml