

## Aspirator de saliva Hygoformic Comfort 100 bucati

Pret:

**48,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Hygoformic Comfort este un aspirator de salivă cu suport pentru limbă cu o capacitate mare de aspirație. Conceput din materiale bio pentru pacienții cu gingii sensibile. Capacul este produs dintr-un material moale și flexibil non-toxic pentru a spori confortul în timpul tratamentului dentar. \*De unică folosință\*.

### Motive pentru a utiliza Hygoformic Comfort :

- Ușor de ajustat - Prietenos cu mediul
- Capacitate mare de aspirație
- Prietenos cu țesuturile
- Suport pentru limbă
- Se poate folosi fără mâini

Mod de prezentare : Pungă, 100 aspiratoare de unică folosință