

Dispenser papucei



Pret:

255,01 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Dispenser de acoperire a pantofilor.

Amplasarea aparatului la intrarea în cabinet, bloc operator sau acasă ajută la îndepărtarea contaminărilor. Papuceii puși la dispoziție cu ajutorul acestui aparat sunt de unică folosință.

Dimensiuni : 39 x 21 x 12.5 cm

Mod de instalare a dispenserului :

1. Punga de papucei trebuie să acopere întreaga suprafață a aparatului. Se agață colțurile pungii cu papucei de cele 4 colțuri ale aparatului.
2. În timpul utilizării frecvente, se apasă ușor mijlocul dispenserului pentru a acoperi pantoful cu papucei.

Mod de prezentare :

1x Dispenser papucei