



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Scaun asistenta Napa



**Pret:**

**2.950,00 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Scaun NAPA cu spatar si suport picioare; foarte confortabil, dedicat asistentelor.

Principalele caracteristici ale scaunului pentru asistente NAPA :

- Dispune de un mecanism patentat de clichet;
- Inelul piciorului ajuta la pozitionarea corecta a asistentei;
- Inaltimea sezutului este reglabila, printr-un maner asezat in partea laterala.

Instrucțiuni de utilizare:

Ajustari ale functiei scaunului

### **Suportul pentru picioare**

- Suportul pentru picioare(5) poate fi reglat prin slabirea butonului de ajustare(4), glisand suportul pentru picioare in sus/jos pe cilindrul de gaz(3), iar apoi trebuie tinut in pozitie prin strangerea manuala a butonului



de reglare(4).

### **Inaltimea scaunului**

- Inaltimea scaunului poate fi reglata prin tragerea parghiei de reglare a inaltimii(9) in sus si prin aplicarea/indepartarea presiunii asupra scaunului pana cand se atinge inaltimea dorita.

### **Suport pentru spate**

- Suportul pentru spate(8) poate fi reglat independent prin slabirea butonului de reglare(11) si glisand sectiunea superioara in sus/jos si trebuie tinuta in pozitie prin strangerea manuala a butonului de reglare(11).

### **Suport pentru spate**

- Suportul pentru trunchi poate fi, de asemenea, rotit prin deblocarea mecanismului de blocare(12) a suportului rotativ si a mecanismului de blocare de reblocare(12).

### **Mod de prezentare:**

Scaun asistenta NAPA.