

Sistem Camera intraorală+Monitor alb+Brat unit Taos

Pret:

3.560,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Sistem Camera intraorală + Monitor alb + Braț unit TAOS

Acest sistem de camera intraorală este dedicat pentru unitul TAOS.

Acesta prezintă un braț de susținere dedicat, proiectat special pentru acest unit, conectându-se într-un locas special astfel încât să nu fie agățat de brațul principal al unitului, și să îi permită acestuia să se miște independent și să nu înclină lucrul, oferind de asemenea cel mai bun unghi de vizualizare pentru medic și pacient!

Brațul este vopsit fix în culoarea unitului și permite tragerea tuturor firelor prin intermediul lui, aceste fire ieșind estetic la baza unitului, departe de vâzul pacienților, oferind o estetică de neegalat.

Monitorul are culoarea alb medical, este rezistent la curățarea cu agenți dezinfectanți blanzi, special pentru plastice, fără alcool.

Pe monitor poate fi proiectata imaginea de la camera intraorala integrata in sistem (functii de stocare pe card, freeze, capture, rezolutie 720p), precum si avand functii de mediaplayer integrat (filme, poze, etc).

Telecomanda ajuta la schimbarea rapida a surselor, precum si navigarea prin imaginile capturate.

Deasemenea, camera video de supraveghere pacient sau de monitorizare a operatiei integrata in lampa unitului TAOS poate fi conectata direct la monitor.

Monitorul se poate comporta si ca un televizor, avand tuner TV integrat.

O solutie excelenta pentru upgrade-ul unitului dvs!

Sistemul poate fi integrat cu ușurință în practica zilnică din cabinet și este folosit pentru a evidenția și a explica mai clar pacienților situația clinică; pentru a propune diverse planuri de tratament, pentru a prezenta rezultatele obținute în urma tratamentului urmat sau pentru a poza și înregistra video-uri pentru documentarea cazurilor tratate cu succes.

Sistem ergonomic alcătuit din camera intraorală cu un monitor HD de 17" și un braț din metal pentru a putea fi înregistrat în unitul TAOS 800.

Sistemul reprezintă cabinetele stomatologice echipate ultra-modern, cu un unit dentar bogat în elemente tehnologice ce sunt ușor la îndemâna medicului, pentru a oferi cel mai potrivit tratament în funcție de nevoile pacientului.

Include un braț din metal pentru a fi atașat pe stâlpul unitului TAOS. Se poate ajuta cu ușurință poziția, cu ajutorul mânerului ce completează design-ul monitorului, dar și datorită celor 2 articulații în 2 planuri ale brațului.

Caracteristici principale :

- Cameră intraorală de 5MP cu slot pentru card de memorie integrat;
- Posibilitatea stocării până la 6.000 poze în format JPG;
- Sursă luminoasă - 6 LED-uri albe dispuse circular în jurul camerei;
- Monitor 17 inch cu diferite intrări : VGA, USB, HDMI, RCA audio/video;
- Ecranul se poate împărți în 4 poze diferite capturate consecutiv; sau cu o singură imagine pe tot crantul;
- Card memorie SD : 8GB inclus;
- Monitorul se închide după 30 secunde de inactivitate.

Pachetul include :

- Cameră cu cablu VGA pentru video sau fotografii intraorale;
- Monitor 17 inch;
- Braț Unit TAOS 800;
- Card memorie SD : 8GB (în cameră);
- Cablu și acumulator de alimentare;



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Telecomandă pentru monitor;
- Micro SD USB reader pentru cardul de memorie;
- 50 huse pentru cameră