

Bol pentru mixare L

Pret:

10,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Bol pentru mixare.
Dimensiune disponibilă : L

Bol din material cauciucat verde-transparent pentru mixarea și malaxarea materialelor utilizate în medicina dentară. Suprafața internă finisată pentru a nu adera materialele, ușurând astfel mixarea. Materialul din care este realizat acest bol de mixare este unul foarte flexibil, ușor de manevrat și manipulat.

Mod prezentare:

1 bucat? verde transparent L