



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Solebite S SuperFast

Pret:

123,26 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Silicon de adiție (VPS) pentru înregistrarea ocluziei utilizat în clinicile dentare și laboratoare.

Avantaje ale utilizării:

- Timp de polimerizare FOARTE rapid;
- Ușor de administrat pe suprafața dinților;
- Confort sporit al pacientului în timpul înregistrării amprenteii, datorită gradului scăzut de rezistență al materialului;
- Duritate finală superioară;
- Observare cu ușurință a ocluziei;
- Stabilitate dimensională lungă;
- Se poate tăia cu ușurință;
- Reziduuri reduse de silicon în vârful de mixare.

Date Tehnice:

Timp de mixare: 35 secunde

Timp total de lucru: 20 secunde

Timp de aplicare în gură: 15 secunde



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Duritate după 24h: 90 Shore A (nivel de duritate)

Schimbarea dimensională liniară: 0.13%

Reproducere de detaliu: 20 μ m

Mod de prezentare:

- x2 Solebite S SuperFast 50ml (total 100ml)
- Vârfuri de mixare