



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sole C-Lab Putty 85

Pret:

130,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Kit de silicon de condensare utilizat în laboratoarele dentare.

Solegel - Gel catalizator pentru Silicon-C utilizare în laboratoarele dentare.

Principalele moduri în care poate fi utilizat:

- Matrice pentru coroane/punți temporare;
- Matrice pentru proteză parțială cu rășină rece;
- Matrice pentru masca gingivală;
- Bază pentru repararea protezelor dentare.

Avantaje ale utilizării:

- Suprafața foarte netedă după polimerizare;
- Consistență moale care se poate modela cu ușurință;
- Stabil și precis în repoziționare;
- Duritate finală Hard-85 Sh-A;
- Rezistent în apa caldă;
- Se poate folosi cu orice tip de mănuși.

Date tehnice:

- Timp de mixare: 30 secunde



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Timp total de lucru: 1 minut și 30 secunde
- Timp de pregătire: 5 minute și 30 secunde
- Duritate după 24h: 85 Shore A (nivel de duritate)
- Schimbarea dimensională liniară: - Reproducere de detaliu: > 99%

Mod de prezentare:

- 1x Sole C-Lab Putty 1.5Kg
- 1x Solegel 60g