



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Lupa chirurgicala Brilliance 2 balamale

**Pret:**

**1.300,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Noile lupe chirurgicale Eighteeth Brilliance sunt realizate special combinand sticla de tip Schott si designul traseului optic apo-cromatic.

Functia Flip-Up aduce o imbunatatire fata de lupele chirurgicale clasice. Aceasta asigura un viziune neobstructionata si contact vizual cu pacientii doar cu o singura ajustare.

Structura lupei chirurgicale este realizata dintr-un aliaj ultra-usor, mentinand un aspect metalic rece. Aceasta asigura rezistenta si durabilitate excelenta, minimizand in acelasi timp greutatea si presiunea asupra nasului.

### **Avantaje ale utilizarii noilor Lupe Chirurgicale:**

- Amortizare inteligenta a miscarii ansamblului de lupe. Usor de reglat si cu o stabilitate excelenta;
- Ajustare PD (distanta interpupilara) asincrona;
- Sticla Schott. Rezolutie inalta, camp vizual foarte clar;
- Cadru foarte usor. Design ergonomic cu materiale si culori optionale;



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Scut de protectie. Atat scuturile de protectie, cat si lentilele prescrise pot fi montate si de un optometrist;
- Aliaj compus din aluminiu-magneziu la calitate de tehnologie aerospatiala. Noile lupe sunt extrem de rezistente si usoare.
- Protectie superioara a lentilelor. Tehnologie de acoperire multi-strat; anti-aburire, anti-zgarietura, anti-orbire, pentru a asigura mai multa lumina prin sticla.

<i>Magnificare</i>	<i>Distanta de lucru</i>	<i>Field of view (diametrul zonei de lucru)</i>	<i>Adancimea de lucru</i>
<i>Greutate</i> 3.0x 350mm 68mm ≥ 90 mm 71g	3.0x 400mm 76mm ≥ 100mm 71g	3.0x 450mm 84mm ≥ 115mm 71g	3.0x 500mm 92mm ≥ 135mm 71g

Culori disponibile: Negru, Gri, Rosu.

Mod de prezentare: Lupa chirurgicala Brilliance 2 pozitii de reglare (doua balamale)