

## Detector de carie Carelife

**Pret:**

**450,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Detector de carie Carelife

Foloseste o lumina speciala in spectru ultraviolet, impreuna cu ochelarii speciali, pentru a releva placa bacteriana si leziunile carioase.

Autoclavabil la temperaturi de pana in 135°C pentru maximum 3 minute.

### **Date tehnice**

Alimentare:

- intrare 100-240Vac 50/60hz

- iesire DC 5B/0.5A

Baterie Li-ion:

- Voltaj DC3.7V

- Capacitate 320mAh

Temperaturi de functionare:

- Functionare +10 °C / +40°C

- Stocare -10°C / +55°C

Umiditate:

- Functionare - 30/75%RH

- Stocare 20-85%RH

Protectie impotriva socului electric: Tip B.

## **Mod de prezentare:**

1x Maner aparat pentru diagnosticarea cariilor

1x Statie de incarcare

1x Tija pentru ghidarea luminii (90°)

1x Tija pentru ghidarea luminii (120°)

1x Adaptor

1x Ochelari de protectie