



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Pungi sterilizate autosigilante 7.5cm x 100mm

Pret:

20,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Pungile de sterilizare auto-sigilare oferă o soluție de sterilizare sigură și eficientă.

Permit sterilizarea optimă a fiecărui tip de instrument.

Soluția pentru o sterilizare sigură și eficientă.

Dimensiuni: 7.5mm x 100mm

Mod de prezentare:

Set 100 bucăți