



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Guma diamantata pentru ceramica cupa Identoflex



Pret:

25,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Gume diamantate cu zonă dublă pentru ceramică.

Tehnologia cu zonă dublă reduce uzura granulelor de diamant. Zona activă este impregnată cu o granulație diamantată, zonele nefolosite fiind lăsate simple.

Datorită puterii ridicate de lustruire a diamantului, se poate utiliza la turație scăzută. Se evită astfel supraîncălzirea dinților, care poate deteriora pulpa și materialele de obturație.

Cupa: Utilizată pentru lustruirea suprafețelor convexe datorită marginii fine, interdentare și de-a lungul unghiului de linie.

Dimensiune cap (1/10mm): 6.9

Lungime cap (mm): 9.6

Tip tijă: RA

Tijă diametru (mm): 2.35

Lungime tijă (mm): 17

Mod de prezentare:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Preț per bucată