



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Express XT Regular Body 2x50ml

Pret:

158,40 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Material de amprenta polivinilsiloxan (silicon de aditie) care are la baza o formula avansata a polivinilsiloxanilor, oferind posibilitatea realizarii unei amprentari precise de prima data, fara compromisuri si implicit, de a obtine restaurari indirecte cu inchidere marginala perfecta.

Express XT este un material de amprenta recomandat atat pentru tehnica de amprentare in doi timpi (tehnica de spalare - wash technique) cat si pentru cea intr-un singur timp (monofazica) cu doua vascozitati.

Indicatii:

- Amprente pentru coroane si punti.
- Amprente pentru inlay-uri si onlay-uri.

Avantaje:

- Hidrofilie si proprietati de curgere superioare.
- Stabilitate dimensionala foarte buna a amprentelor: modelele se toarna la cel putin doua ore dupa luarea amprentei; amprenta este stabila 14 zile; intr-o amprenta se pot turna cel putin doua modele.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Rezistenta foarte buna pentru evitarea deformatiilor.
- Revenire elastica buna dupa priza astfel incat se minimizeaza riscul aparitiei distorsiunilor la indepartarea amprentei din cavitatea orala a pacientului.

Prezentare:

Express XT Regular Body refill: 2 x 50ml