

## Unit dentar KaVo uniQa

**Pret:**

**184.000,00 lei TVA  
inclusa**



### **Descriere produs:**

Designul modern, durabilitatea, precizia functionalitatilor, tehnologia si detaliile intuitive fac parte din noul standard KaVo.

Bratul medicului (Model S - furtunuri pe sus) cu 6 module, sistem antiretractie integrat.

Operare intuitiva cu acces rapid si direct la toate functiile importante pentru economisirea timpului si tratament fara intreruperi.

Seringa spray aer/apa

Tubing pentru turbina cu fibra optica si cupla rapida KaVo Multiflex LUX 465 LED

Tubing pentru turbina cu fibra optica si cupla rapida KaVo Multiflex LUX 465 LED

Micromotor electric KaVo INTRA LUX KL 703 LED, turatie 100 - 40.000rpm, cuplu 3 Ncm, intramatic (racire prin interior)

Micromotor electric KaVo INTRA LUX KL 703 LED, turatie 100 - 40.000rpm, cuplu 3 Ncm, intramatic

(racire prin interior)

Piesa de detartraj cu ultrasunete si iluminare LED: KaVo PiezoLED, set de 3 anse si cheita dinamometrica.

Suport standard pentru 2 tavite (include tavitele)

Lungimea maxima de extensie a furtunurilor instrumentelor este de 90 cm si inaltimea este de 45 cm.

**Pedala multifunctionala:** control de la picior pentru toate instrumentele, turatie si intensitate, spray on/off, jet aer pe instrumente dinamice on/off, comutare turatie micromotor inainte/inapoi, modificare pozitii fotoliu.

**Scaunul pacientului este perfect ergonomic si are un design modern.**

Motor silentios, 4 pozitii programabile, tetiera dublu articulata, tapiterie moale, greutate maxima pacient 185 Kg, miscare Trendelenburg integrata. Inaltimea fotoliului in momentul in care acesta este coborat: 350 mm si 830 mm in momentul in care fotoliul este ridicat. Cotiere stanga, dreapta pentru asezare si ridicare usoara. Confort optim pentru medic si pacient.

**Bratul asistentei** este pivotant si are 5 pozitii: seringa apa/aer, aspiratie saliva, aspiratie chirurgicala.

**Grup hidric**

**Chiuveta din portelan.**

Bloc de apa compact cu alimentare de la sticla independenta de apa (conformitate DVGW). Pregatire pentru aspiratie externa - pompa nu este inclusa in pret. Sistem de curatare, aspiratie cu DEKAmat. Igiена unitului dentar este automatizata eficient.

Realizarea de proceduri convenabile de igiena: programe de clatire integrate, DEKAmat si OXYmat, precum si mentinerea igienei unitului cu un adaptor integrat, detasabil pentru instrumentele si furtunurile de aspiratie pentru economisirea timpului, curatarea automata si dezinfectarea unitului.

**Placa de fixare**

**Lampa KaVoLUX 540 LED** ofera o lumina naturala si un camp luminos uniform si extins, fara umbre, pozitionare facila datorita articulatiei 3D, perfect balansata si echilibrata, max 40.000 lux.

**Scaun medic KaVo Physio One**

Personalizati-va echipamentul KaVo uniQa conform propriilor cerinte – pana la ultimul detaliu. Multe functii pot fi configurate: numele utilizatorului, tipurile de tratament sau tasta directa pe ecranul de start.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---