



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Teste integratoare Clasa 5 autoadezive 250 buc

**Pret:**

**59,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Indicatorii integrator tip 5 reactioneaza la toate variabilele critice (timp, temperatura si umiditate).

Acesti senzori sunt autoadezivi.

Sunt laminate cu un polimer ce impiedica contactul dintre instrumentar si cerneala.

Metoda de sterilizare: abur

### **Mod de prezentare:**

Set 250 bucati