

## Sistem osmoza Aquaosmo Euronda



Pret:

**4.950,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

AQUAOSMO este un produs marca Euronda, specializat în producerea apei osmotizate prin procesul de osmoză inversă. Sistem de filtrare elaborat este alcătuit din filtre de sedimente și de carbon, rășină și membrană osmotică. Acesta garantează producerea unei ape de înaltă calitate, potrivită pentru alimentarea autoclavelor și a tuturor echipamentelor dintr-un cabinet de specialitate.

Aquaosmo poate fi conectat direct la autoclav, având capacitatea de a alimenta simultan de la 2 până la 4 aparate. Poate fi echipat cu un kit de rezervor de stocare extern cu o capacitate de 12L.

Pentru că nu are nevoie de o sursă de curent, acesta poate fi amplasat direct pe un blat de lucru.

### Caracteristici principale:

- Poate alimenta până la 4 autoclave;
- Produce 1L de apă la fiecare 20 minute;
- Presiunea de alimentare min/max este de 2/8 bari;
- Este un produs practic. Funcționează prin presiunea apei, astfel poate fi amplasat oriunde pe blatul de lucru;
- Mentenanță simplificată: membrana se înlocuiește o dată la 24 de luni, iar filtrele și rășina la 12 luni;
- În cazul unei defecțiuni care duc la scurgeri de apă, sistem anti-inundație întrerupe imediat fluxul de apă;



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Dimensiuni: 300x160x350 mm (L x l x Î);
- Greutate (fără apă): 5.3 kilograme