

Kit pivoti endodontici 120 buc asortati + cheie

Pret:

309,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Pivoti cilindrici metalici auriti cu cap pentru cheie de pivoti in cruce.

Mod de folosire a pivotilor

Utilizati o freza corespunzatoare marimii pivotului pe care intentionati sa il folositi. Canalul radicular trebuie sa fie largit cu freza reamer si adancit la dimensiunea dorita. Trebuie evitata miscarea excentrica a frezei.

Folosind cheia de pivoti, pivotul trebuie insurubat in radacina pentru a verifica lungimea canalului. Dupa ce

ati facut acest lucru indepartati prin desurubare pivotul.

Dupa curatarea si uscarea canalului radicular si a pivotului, pivotul este inmuiaat in ciment si insurubat. Un pivot insurubat in canalele medial si distal ofera o buna ancorare. Pivottii endodontici va ofera aceasta posibilitate datorita varietatii in marime disponibile.

Prezentare

- cutie cu 6 buc din fiecare marime, total 120 pivoti
- 2 chei de pivoti, una cu cap patrat si una cu cap stea