

## Ceivitron

Pret:

**22,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Ciment cu autoîntărire pentru obturații provizorii.

Datorită densității sale ridicate, Ceivitron este materialul ideal pentru obturații provizorii, fiind impermeabil la medicație.

Ceivitron are un efect bacteriostatic și nu irită pulpa. Pasta de obturație este ușor de aplicat și se întărește repede în contact cu saliva.

### Mod de aplicare:

- Luați puțină pastă cu ajutorul unui instrument și formați o biluță cu degetele. În felul acesta, pasta este gata pentru a fi aplicată în cavitatea dorită. Întărirea începe aproape instantaneu, dar este recomandat să nu se expună oburația la o formă de masticăție în următoarea oră.

### Mod de prezentare:

- Alb (tare) 30g sau Roz (moale) 30g.