



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Set Endomotor CanalPro Jeni + Piesa contraunghi

Pret:

17.500,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Noul endomotor CanalPro Jeni are un sistem de asistență digitală în curs de patentare pentru pregătirea canalului, care utilizează algoritmi complecși. Mișcarea rotativă și viteza sunt controlate încontinuu pe baza intensității curentului și cuplului.

Beneficii utilizare:

- Cinci sisteme de ace endodontice NiTi sunt programate special pentru utilizarea cu modul Jeni, Hyflex CM și EDM, MicroMegaOne Curve, MiroMega Remover și MicroMega 25Shape;
- Detectare rupere ac;
- Secvențele individuale pot fi stocate până la 8 ace, pentru modele de mișcare convenționale;
- Datorită piesei de mână unghiulare complet izolate, localizatorul de apex integrat permite măsurarea continuă și precisă a lungimii de lucru.

- ✓ Sistem de asistență nouă, autonom, pentru pregătirea canalului;
- ✓ Atingerea obiectivului este mai eficientă cu modul Jeni;
- ✓ Potrivit perfect cu 4 sisteme de ace endodontice;
- ✓ Irigare cu aplomb;
- ✓ Indicator de performanță a acului;
- ✓ Apex Locator - Măsoară lungimea fără întrerupere;



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- ✓❓ Utilizare flexibilă, datorită funcției Doctor's Choice;
- ✓❓ Durabil în viitor, datorită actualizărilor.

Mod de prezentare:

- Set Endomotor CanalPRo Jeni + Piesa contraunghi:

- 1x unitate de comandă
- 1x motor cu contact pentru măsurarea apexului
- 1x piesă de mână unghiulară complet izolată 1:1
- 1x comutator cu pedală Bluetooth
- 1x sursă de alimentare
- 1x set de cabluri pentru apex
- 1x consolă de susținere pentru cablul Apex Locatorului