



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Clearfil Majesty ES-2 Classic Trial seringa 1.2g

Pret:

110,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Translucenta. Difuzarea luminii. Fluorescenta. Opacitate Un concept special:

- Nuantele Classic - Pentru restaurari rapide
- Nuantele Premium - Pentru restaurari cu o estetica superioara, obtinuta prin stratificare: dentina + smalt - nuante de translucet

BENEFICII

Umplutura 66% vol (78% din masa)

Termen de valabilitate lung: 4 ani

Culori din gama VITA

Modelare usoara

Stabilitate cromatica: nuanta se mentine si dupa realizarea prizei

Timp de lucru - 4.5 minute la lumina ambientala normala



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Proprietati de lustruire excelente

Este nevoie de o singura nuanta, nu necesita, ca alte compozite, o stratificare complexa, cu mai multe nuante

Radioopac

INDICATII

Restaurari directe anterioare si posterioare pentru toate clasele de cavitati

Fatete directe

Corectarea pozitiei si a formei dintilor (de ex. inchideri de diastema)

Reparatii intraorale ale restaurarilor fracturate

Tehnologia Light Diffusion, proprie compozitului Kuraray Clearfil Majesty ES-2 ajusteaza luminozitatea si saturatia culorii, ceea ce face posibila recrearea cat mai fidela a aspectului dintelui natural, inclusiv a efectelor de lumina de la nivelul smaltului.

Nuante trial: Classic A2 si A3

Prezentare

Seringa 1.2g (0.7ml)