



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Aparat pentru lubrefiere si intretinere piese

Pret:

3.500,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Este un aparat proiectat pentru a curata si a lubrifia piesele de mana.

Trei piese de mana pot fi curatate si lubrificate in acelasi timp.

Sistemul de pivotare poate curata si lubrifia piesele de mana intr-un mod eficient in diferite unghiuri.

Puteti apasa pe butonul Air pentru a curata restul de ulei dupa curatare si lubrifiere

Puteti folosi modul de lubrefiere cu ulei in moduri diferite, cum ar fi modul scurt, mediu si lung, in functie de diferitele tipuri de piese de mana.

Filtrul de bumbac contra uleiului previne in mod eficient imprastierea uleiului.

Caracteristici tehnice

Presiune de lucru: 0.4 - 0.6 MPa (necesita racordarea la aer din compresor)



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Putere: 60VA

Frecventa: 50-60Hz

Alimentare: 100V-240V, 50/60Hz

Masa: 7,2 Kg

Dimensiuni externe: 310 x 270 x 350 mm

Capacitatea rezervorului: 300 ml